





信頼にお応えできるのはSIGMAだけ！

SIGMAの加圧、減圧調整機能は、設定に対し誤差±0.004気圧以内と大変優れております。他社製品は、バルブの開閉のみの調整ですから毎回、気圧設定がまちまちになってしまいます。SIGMAは、弊社独自の気圧調整装置により厳密な制御を確立することが出来ました。身体をお任せいただけるお客様の信頼に応えることができるのはSIGMAだけです。


結合型酸素

呼吸によって取り込まれた酸素は、赤血球中のヘモグロビンと結合して抹消組織まで運ばれますが、ヘモグロビンの量よりは多く運べず毛細血管は結合型酸素より細いので、血管の汚れなどの体内環境要素の影響を受け、血流が悪くなりがちです。



溶解型酸素

血液や体液に分子のまま溶け込んで運ばれ、毛細血管よりも小さく通りやすいが、その量は極わずか。しかし、環境気圧を高めることで血液中に溶解型酸素量を増加させることができます。酸素吸入だけでは、増やすことは不可能ですが、気圧が高い中で呼吸をすると溶解型酸素が増加します。



製品仕様		■SIGMA DX	■SIGMA OVAL
	カプセル本体サイズ	長さ215cm×巾80cm×高さ90cm	長さ178cm×巾80cm×高さ155cm
	重量	95kg	130kg
	コントロールボックスサイズ	高さ105cm×巾38cm×奥行48cm×重量75kg	
	電圧／消費電力	AC100V／370W(冷房使用時540W)	
	安全装置	安全バルブ・強制排気バルブ・停電時自動排気弁	

販売元

株式会社 SOWA
医療トータルサポート
株式会社 フォレスト
兵庫県西宮市北六甲台
TEL 03-6847-5200 FAX 03-6847-5215
5-27-1
TEL(078)903-6860
FAX(078)903-6861
forest51@kmj.biglobe.ne.jp




総和工業株式会社

〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-18-26
TEL.048-875-7011 FAX.048-875-7015

販売・取次店



水深3mの世界で癒されませんか？



高気圧酸素カプセル
SIGMA High Pressure Capsule